Mini Cânula para Microdebritação





SOBRE:

São utilizadas em conjunto com o equepamento shaver em cirurgias minimamente invasivas, realizado simultaneamente o corte, a debridação e a eliminação

de tecidos ósseos, moles e cartilaginosos.



CARACTERÍSTICAS E DIFERENÇAS:

- Tópico 1
- Tópico 2
- Tópico 3









(i) MAIS INFORMAÇÕES

Produto	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Reg. ANVISA
IA (Incisivo Agressivo)	2,8 / 3,5 / 4,2 / 4,5	90 / 115	81130100027
BR (Broca Redonda)	2,8 / 3,5 / 4,2 / 4,5	90 / 115	81130100027
BD (Broca Diamantada)	2,8 / 3,5 / 4,2 / 4,5	90 / 115	81130100027

COMPATÍVEL COM:



