

Kit Cânula de Naso Endoscopia

REG. ANVISA 81130100023



SOBRE:

Tem a função de promover o suporte septal em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia, reduzindo a incidência de hematomas septais e aderências entre o septo e os cornetos. Sua retirada alguns dias após a cirurgia é suave e não adere ao tecido. Na versão canulada (Splint), auxilia na ventilação e assegura um melhor sono ao paciente.



CARACTERÍSTICAS E DIFERENÇAS:

- Tópico 1
- Tópico 2
- Tópico 3

QUALIDADE