


Shunt Lombo-peritoneal



SOBRE:

Derivação lombar até a cavidade peritoneal para controle da pressão intracraniana (PIC).

Sistema de derivação indicado para drenagem do espaço subaracnóideo lombar até o peritônio, utilizado em condições como hidrocefalia comunicante, fístulas de LCR persistentes, ou emergência de expansão craniana ou decompressão suboccipital.



CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

- Cateter lombar em silicone radiopaco (Ø 1,6 mm) com ponta multiperfurada e marcações a cada 5 cm.
- Agulha Tuohy 14 G de aço inox com marcações a cada 1 cm e fio-guia flexível para introdução segura.
- Cateter peritoneal em silicone, com linha radiopaca e fendas distais para controle de fluxo.
- Reservatório para punção incluído entre os cateteres, podendo ser retirado e substituído por conector direto, conforme necessidade



VARIAÇÕES

Código	Pressão	CmH2O	Cateter Lombar Ø	Cateter Peritoneal Ø
SLRB	Baixo	3 a 7	1,6 mm	2,5 mm
SLRM	Média	7 a 11	1,6 mm	2,5 mm
SLRA	Alta	11 a 14	1,6 mm	2,5 mm

